

www.DJObglobal.com

USA

F +1760.734.4712

T +1760.727.1280

Vista CA 92081-8553

140 Ducson Street

DJO, LLC



Renegade™

KOLENNÍ ORTÉZA

KOLENNÁ ORTÉZA

germany

30175 Hannover

Schiffgraben 41

MDS GmbH



EC REP

CE

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu časti nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vad materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVÝŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POHODL VĚNOVÁNO MAXIMALNÍ ÚSILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITIEM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE ČELEŇ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

ZAMYSLANÝ POUŽIVATEĽSKÝ PROFIL:

Používateľ by mal byť schopný: preštudovať si a porozumieť pokynom, varovaniam a upozorneniam.

INDIKÁCIE: Poškodenie ACL, PCL, ACL/PCL • Rekonštrukcie ACL, PCL, ACL/PCL. Poškodenie postranných väzov • Poškodenie postranných väzov so zapojením PCL • Natiahnutie MCL a LCL • Hyperextenzia

Tento produkt predstavuje doplnok k rôznom lekárskym zásahom bežným pre výšie uvedené zdravotné poškodenia. Frekvenciu a trvanie použitia musí stanoviť zdravotník, ktorý túto ortézu predpísal.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽIVANIA:

1. A: Sediac na okraji stoličky vkoľte cez ortézu. Koleno ohnite v uhle 45° a ortézu uložte tak, ako je znázornené na obrázku 1, príčom kibové spoj vycentrujte asi 2,54 cm (l') nad hornú časť jablká a miernie od stredovej línie končatiny. Dávajte pozor, aby ortéza nebola na končatine pretočená.

B: Najprv zaistite spodný lýtový popruh (č. 1), potom horný stehenný popruh (č. 2).

2. C: Koleno držte ohnuté v uhle 45° a zatláčte obidve kondyly (kibové spoje) smerom k zadnej časti nohy, ako je to znázornené na obrázku 2.

D: Udržiavanie polohy kibových spojov: Vo verzii ACL utiahnite dolný stehenný popruh (č. 3), vo verzii PCL utiahnite horný lýtový popruh (č. 3), vo verzii Cl utiahnite dolný stehenný popruh (č. 3) a potom horný lýtový popruh (č. 4) na zadnej strane nohy.

3. E: Vo verzii ACL mierni potiahnite kibové spoje dopredu pred utiahnutím predného tibialného (holenného) popruhu (č. 4). Vo verzii PCL mierni potiahnite kibové spoje dopredu pred utiahnutím predného stehenného popruhu (č. 4). Vo verzii Cl mierni potiahnite kibové spoje dopredu pred utiahnutím predného tibialného (holenného) popruhu (č. 5) a predného stehenného popruhu (č. 6). Kibové spoje sa nesmú potiahnuť za stredovú líniu nohy.

F: Vo verzii ACL potom utiahnite horný lýtový popruh (č. 5). Dávajte pozor, aby ste tento popruh nezatahali príliš a neobmedzili tak krvný obeh.

4. G: Po zapojení všetkých popruhov by sa mal kibový spoj nachádzať v strede tesne nad jablikom a miernie od stredovej línie. Aby sa ortéza pri aktívite neposunula, odporúča sa koleno niekoľkokrát ohnúť alebo sa pár minút prechádzať a potom poprhy znova zatahnuť podľa opisu v krokoch B–F alebo B–E pre verziu Cl.

NAVOD NA PRISPÔSOBENIE KÍBOVÉHO SPOJA:

Ortéza sa dodáva s nastavovanými 10° extenzívnymi dorazmi. Nainštalované dorazy sa zmenia tak, že sa naokraj úplne odskrutuje skrutka podľa vyobrazenia (pre model Armor od spoločnosti DonJoy a Legend obrázok 5, pre model 4TITUDE, 4TITUDE Advanced & Renegade, obrázok 6). Potom vyberte dorazy. Vložte nové dorazy, vyravnajte s otvormi v podložke kibového spoja a nakoniec vložte skrutku. Pomocou skrutkováča s krížovou hlavou skrutky zaskrutkujte tak, aby boli vo vybratí a úplne utiahnuté. Stredný a bočný doraz musia byť v rovnakom uhle. Bočný zasúvací ochranný kryt kibového spoja (bežne v modeli LEGEND). Pri odstraňovaní extenzívneho dorazu je potrebné kibový spoj najprv ohnúť, stiahnuť ochranný kryt až potom vybrať doraz (obrázok 7).

Extenzívne dorazy: 0°, 10°, 20°, 30° a 40°.

Flexné dorazy: 0°, 45°, 60°, 75° a 90° (pri dodaní nie sú namontované žiadne flexné dorazy).

Skôr než začnete ortézu upravovať, poradte sa so svojím lekárom alebo terapeutom.

NAVOD NA ČISTENIE:

- Perite ručne vo vode (pri teplote 86 °F/30 °C) s jemným mydлом. Sušte na vzduchu.

SLOŽENÍ:

- Rám – hliník

- Pánty – hliník a ocel'
- Popruhy – hliník a nylon
- Mäkké časti – nylon a EVA

 **Pri výrobe nebol použitý prírodný gumový latex**

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja pre mäkké časti a jeden rok od dátumu predaja pre rám/kľové spoje ortézy.

UPOZORNENIE: TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ POD DOHLADOM LÉKARA. TÁTO POMÔCKA NIE JE URČENÁ NA LAICKÉ POUŽIVANIE BEZ DOZORU. POKIAL PRI POUŽÍTÍ TOHTO VÝROBKU POČÍTUJETE AKÚKOĽVEK BOLEST, OPUCH, ZMENY CITLIVOSTI ALBO AKÉKOĽVEK NEOBVYKLNÉ REAKCIE, OKAMŽITE TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LÉKÁROM.

