

Novinky 2019

**DJO**<sup>™</sup>

...JISTOTA POHYBU

Ortopedické pomůcky  
**KATALOG**



**AIRCAST**

**DONJOY**

**PROCARE**

▶ **PLAYMAKER Xpert™**

Nejoblíbenější kolenní ortéza v novém designu. Zcela nově přepracovaná ortéza *Drytex economy hinged knee* s mnoha novými prvky zajišťuje pohodlí a stabilitu pacienta. Funkční prodyšná čtyřsměrná tkanina *Hi Tech mesh fabric* a zadní elastický bežešvý panel pro dokonalý komfort.

Indikace:

LEHKÁ AŽ STŘEDNÍ POŠKOZENÍ MCL, LCL

LEHKÁ KOREKCE NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ ČEŠKY

PORANĚNÍ MENISKU

CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU

- ▶ Úleva od bolesti, stabilita kolene
- ▶ Prodyšný materiál Hi Tech mesh fabric
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- ▶ Dvouosý kloub
- ▶ Zakryté postranní peloty
- ▶ Vhodná pro kontaktní sporty
- ▶ Barva černá



▶ **kód VZP: 0136478** ▶ **kód DJO: 82-0022-x**


Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

ZAKRYTÉ BOČNÍ POSTRANNÍ PELOTY



ČTYŘSMĚRNÁ TKANINA HI TECH MESH FABRIC



DOTAHOVACÍ KOMPRESNÍ PÁSKY



▶ **PLAYMAKER Xpert Wrap**

Rozepínací verze ortézy PLAYMAKER Xpert pro snadnější aplikaci.

Indikace:

LEHKÁ AŽ STŘEDNÍ POŠKOZENÍ MCL, LCL

CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU

- ▶ Úleva od bolesti, stabilita kolene
- ▶ Rozepínací varianta ortézy PLAYMAKER XPERT
- ▶ Prodyšný materiál Hi Tech mesh fabric
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- ▶ Dvouosý kloub
- ▶ Zakryté postranní peloty
- ▶ Barva černá




▶ **kód VZP: 0136479** ▶ **kód DJO: 82-0023-x**


Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–59	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

ROZEPÍNACÍ VARIANTA



ČTYŘSMĚRNÁ TKANINA HI TECH MESH FABRIC



ZAKRYTÉ POSTRANNÍ PELOTY



▶ **A60™**

Inovativní design s bočními pelotami pod úhlem 60° pro dokonalou podporu vazů. Anatomický design, moderní a prodyšné materiály zajišťují vysoký komfort a ochranu při vašich aktivitách.

Indikace:

**VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA**

**AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ POUŽITÍ**

- ▶ Boční peloty v úhlu 60°
- ▶ Stabilizace hlezna – zabraňuje inverzi
- ▶ Nízký profil, použití v běžné obuvi
- ▶ Přesný tvar a vysoký komfort
- ▶ Snadné použití, „step in“ design
- ▶ Varianta levá/pravá
- ▶ Barva černá



▶ **kód VZP: 0136432** ▶ **kód DJO: 02TxR pravá**  
**02TxL levá**

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–9,5	10–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–43,5	44–46

Měří se podle velikosti obuvi.

SNADNÉ NAsAZENÍ „STEP IN“



BOČNÍ PELOTY V ÚHLU 60°



POUŽITÍ V BĚŽNÉ I SPORTOVNÍ OBUVY



## ▶ MANUFORCE®

MANUFORCE® je ortéza zápěstí z vícesměrné 3D pleteniny pro dokonalý tvar a optimální kompresi. Stabilitu a komfort zajišťuje upravitelná volární dlahá, gelové vypodložení a dotahovací pásek.

CHRONICKÉ, POSTTRAUMATICKÉ ZÁNĚTY  
ZÁPĚSTÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ  
TENDINITIDA  
SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU

- ▶ Ortéza zápěstí s integrovanou alumini-ovou pelotou
- ▶ Dotahovací pásek pro optimální kompresi
- ▶ Gelové vypodložení
- ▶ 3D pletenina zajišťuje optimální tvar
- ▶ Technologie „Made in Germany“
- ▶ Vysoký komfort, vícesměrná elasticita
- ▶ Varianta levá/pravá
- ▶ Barva šedá

▶ kód VZP: 0136433

▶ kód DJO: 82-0254-x pravá  
82-0255-x levá

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	14,6–15,8	15,9–17,8	17,9–19,0	19,1–20,0	20,1–22,2

Měří se obvod zápěstí (viz piktogram)



## ▶ EPIFORCE®

EPIFORCE® je kombinací bandáže lokte s epikondylární páskou. Vícesměrná 3D pletenina má dokonalý tvar, optimální kompresní profil a spolu s integrovanou gelovou pelotou zajišťují vysoký terapeutický efekt.

Indikace:  
LATERÁLNÍ A MEDIÁLNÍ EPIKONDYLITIDA  
(TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET)  
CHRONICKÉ A POSTTRAUMATICKÉ ZÁNĚTY  
LOKTE  
BURSITIDA


- ▶ Loketní návlek s integrovanou gelovou pelotou
- ▶ Dotahovací pásek pro optimální kompresi
- ▶ 3D pletenina zajišťuje optimální tvar
- ▶ Technologie „Made in Germany“
- ▶ Vysoký komfort, vícesměrná elasticita
- ▶ Barva šedá

▶ kód VZP: 0136434

▶ kód DJO: 82-0253-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	21,5–24,7	24,8–27,9	28,0–31,1	31,2–34,3	34,4–37,0

Měří se obvod ruky před loktem (viz piktogram)



3D PLETENINA „MADE IN GERMANY“



GELOVÉ VYPODLOŽENÍ



DOTAHOVACÍ KOMPRESNÍ PÁSEK



## ► MYBABYSTRAP®



MYBABYSTRAP® je podpůrný pás, který poskytuje abdominální podporu v období těhotenství a zároveň pomáhá při bolestech v lumbální oblasti.

Indikace:

TĚHOTENSKÝ PÁS

BOLESTI V LUMBÁLNÍ OBLASTI

ABDOMINÁLNÍ PODPORA

- Vysoce komfortní a prodyšný materiál
- Možnost použití v těhotenství i po porodu
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty
- 2 Semi-rigidní abdominální vyjímatelné peloty
- Výška pásu 23 cm (dorzálně)
- Univerzální velikost
- Latex free

► kód VZP: 0136437

► kód DJO: 82-0244

#### Velikost

univerzální (80–130 cm)

Měří se obvod pasu.



VYSOCE PRODYŠNÝ MATERIÁL



2 SEMI-RIGIDNÍ ABDOMINÁLNÍ PELOTY



DOTAHOVACÍ PÁSEK



## ► POROSTRAP™



POROSTRAP™ je vysoce komfortní bederní pás se systémem dotahovacích pásků pro optimální podporu a kompresi. Zesílená zadní část pásu se 4 lumbálními podporami pro zvýšenou kompresi a stabilitu. Lehká a prodyšná konstrukce pásu zajišťuje celodenní komfort při nošení.

Indikace:

AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI ZAD  
STŘEDNÍ KOMPRESI V ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

- Systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- Prodyšná elastická textilie
- Výška pásu 26 cm
- Nízký profil a hmotnost – "second skin effect"
- Pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- Barva černá

► kód VZP: 0136435

► kód DJO: 82-0228-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	68–82	82–98	98–116	116–136

Měří se obvod pasu

## ► IMMOSTRAP™



IMMOSTRAP™ je komfortní bederní pás s vysokým stupněm komprese, kterou zajišťuje zesílená zadní část a systém čtyř lumbálních pelot s dvěma řadami dopínacích pásků. První volba při potřebě vysoké podpory a stabilizace.

Indikace:

AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI ZAD  
STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ KOMPRESI V ABDOMINÁLNÍ OBLASTI  
LUMBÁLNÍ ARTRÓZA, ISCHIAS

- Systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- Vysoce kompresní elastický materiál pro kontrolu postavení
- Nízký profil a hmotnost – "second skin effect"
- Pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- 2 Semi-rigidní peloty
- Barva černá

► kód VZP: 0136436

► kód DJO: 82-0229-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	68–82	82–98	98–116	116–136

Měří se obvod pasu

### LEHKÁ A PRODYŠNÁ KONSTRUKCE



### PŘÍDAVNÉ DOTAHOVACÍ PÁSY



### VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ



*Together in Motion™*



## Distributor v ČR

### **Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.**

K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4, Česká republika  
tel.: 244 911 888, e-mail: [pharm@gbc-prague.cz](mailto:pharm@gbc-prague.cz)

### **Distribuční centrum – objednávky:**

K Zeleným domkům 10,  
148 00 Praha 4, Česká republika  
tel.: 244 400 676, e-mail: [objednavky@gbc-prague.cz](mailto:objednavky@gbc-prague.cz)



**AIRCAST®**

**DONJOY™**

**PROCARE®**