

DJOTM

...JISTOTA POHYBU

Ortopedické pomůcky
CENÍK

Nové
KÓDY SÚKL

PLATNÝ OD 1. PROSINCE 2019

AIRCAST[®]

DONJOY[®]

PROCARE[®]

► KOLENO – VAZOVÁ PORANĚNÍ

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5010288	A22™	ind. výroba	26 900,00	3 000,00	23 900,00	strana 4
<i>individuální čtyřbodová ortéza při poškození ACL, MCL, LCL, titanový skelet, FourcePoint kloub</i>						
5010289	DEFIANCE® III ACL FOURCEPOINT	ind. výroba	24 900,00	3 000,00	21 900,00	strana 3
<i>individuální čtyřbodová ortéza při poškození ACL, MCL, LCL, kevlarový skelet, softstop kloub</i>						
5009147	DEFIANCE® CI	ind. výroba	21 900,00	3 000,00	18 900,00	strana 3
<i>individuální čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, kevlarový skelet, ultralehká</i>						
5010295	ARMOR ACL FOURCEPOINT™	11-1440-x P/11-1441-x L	16 950,00	3 000,00	13 950,00	strana 5
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, ultralehká, zpevněný skelet, softstop kloub</i>						
5009131	ARMOR CI	11-1029-x P/11-1030-x L	15 950,00	3 000,00	12 950,00	strana 5
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, ultralehká, zpevněný skelet</i>						
5010281	FULLFORCE™	11-3222-x P/11-3223-x L short 11-0264-x P/11-0265-x L long	16 950,00	3 000,00	13 950,00	strana 6
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, ultralehká, zpevněný skelet, softstop kloub</i>						
5009007	RENEGADE™ CI	11-0905-x pravá 11-0906-x levá	14 950,00	3 000,00	11 950,00	strana 7
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, lehký skelet</i>						
5010292	4 TITUDE® CI	11-0834 P/11-0835 L	14 000,00	3 000,00	11 000,00	
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, lehký skelet</i>						
5009117	LEGEND™ CI SE 4POINT	11-0984-x P/11-0985-x L	10 950,00	3 000,00	7 950,00	
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, PCL, MCL, LCL, skelet potažený termoplastem</i>						
5009016	ACL EVERYDAY	11-1601-x P/11-1600-x L	8 500,00	3 000,00	5 500,00	strana 10
<i>čtyřbodová ortéza při poškození ACL, MCL, LCL, lehký komfortní skelet</i>						
5010705	PLAYMAKER II, SPACER	11-3495-x	5 700,00	3 200,00	2 500,00	strana 11
<i>nová generace ortézy s dlouhou dlahou pro poranění ACL, PCL, MCL, LCL</i>						
5010706	PLAYMAKER II, WRAP	11-3497-x	5 700,00	3 200,00	2 500,00	strana 11
<i>nová generace oblíbené rozepínatelné ortézy s dlouhou kovovou dlahou pro poranění ACL, PCL, MCL, LCL</i>						
5010294	DRYTEX® HINGED KNEE	11-0555-x	3 200,00	2 200,00	1 000,00	strana 12
<i>prodyšná bandáž s kovovou dlahou pro střední instabilitu</i>						
5009435	DRYTEX® HINGED KNEE WRAP	81-0758-x	3 450,00	2 200,00	1 250,00	strana 12
<i>rozepínatelná prodyšná bandáž s kovovou dlahou pro střední instabilitu</i>						
5008854	DRYTEX® ECONOMY HINGED KNEE	81-0670-x	2 150,00	1 600,00	550,00	strana 14
<i>prodyšná bandáž s kovovou dlahou pro střední instabilitu</i>						
5009427	DRYTEX® ECONOMY HINGED KNEE WRAP	11-0672-x	2 400,00	1 600,00	800,00	strana 14
<i>rozepínatelná prodyšná bandáž s kovovou dlahou pro střední instabilitu</i>						
5008685	PLAYMAKER XPRT™ SLEEVE	82-0022-x	2 200,00	1 600,00	600,00	strana 13
<i>nová generace oblíbené prodyšné ortézy s kovovou dlahou pro střední stabilitu</i>						
5008670	PLAYMAKER XPRT WRAP	82-0023-x	2 400,00	1 600,00	800,00	strana 13
<i>nová generace oblíbené rozepínatelné prodyšné ortézy s kovovou dlahou pro střední stabilitu</i>						

► KOLENO – VARUS/VALGUS

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008056	OA NANO™	11-1214-x P/11-1215-x L varus 11-1216-x P/11-1217-x L valgus	17 950,00	3 000,00	14 950,00	strana 8
<i>ultralehká hoříčková ortéza pro korekci varozity/valgozity, poškození kolenních vazů, individuálně nastavitelná</i>						
5008844	OA ADJUSTER® 3	11-1590-x P/11-1591-x L varus 11-1592-x P/11-1593-x L valgus	17 950,00	3 000,00	14 950,00	strana 9
<i>nová generace ortézy pro pacienty s varozitou/valgozitou a poškozením vazů, individuálně nastavitelná</i>						
5010293	OA FULLFORCE™	11-1578-x P/11-1579-x L varus	17 950,00	3 000,00	14 950,00	strana 6
<i>ortéza pro pacienty s varozitou/valgozitou a poškozením vazů, individuálně nastavitelná</i>						

► KOLENO – POOPERAČNÍ DLAHY

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5009101	TROM™ ADVANCE TELESCOPING COOL	11-9114-9 cool,	3 200,00	3 200,00	0,00	strana 17
inovovaná verze pooperační dlahy TROM, teleskopická, nastavení rozsahu pohybu, verze cool					PLNÁ ÚHRADA	
5009105	TROM™ ADVANCE TELESCOPING FULL	11-9115-9 standard	3 200,00	3 200,00	0,00	strana 17
inovovaná verze pooperační dlahy TROM, teleskopická, nastavení rozsahu pohybu, verze standard full					PLNÁ ÚHRADA	
5008789	3-PANEL KNEE SPLINT	79-800-xx	1 000,00	1 000,00	0,00	strana 17
pooperační kolenní dlaha – rigidní					PLNÁ ÚHRADA	

► KOLENO – PATELOFEMORÁLNÍ BANDÁŽE

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008819	REACTION KNEE BRACE	11-0215-x	2 490,00	1 600,00	890,00	strana 15
ortéza pro stabilizaci česky, nový koncept léčby patelofemorálního bolestivého syndromu						
5009013	DRYTEX® TRU PULL LITE	11-0260-x pravá 11-0261-x levá	2 100,00	600,00	1 500,00	strana 16
kolenní bandáž pro stabilizaci česky s postranní výztuhou						
5008101	DRYTEX® LATERAL "J"	81-0659-x pravá 81-0660-x levá	1 500,00	600,00	900,00	strana 16
prodyšná kolenní bandáž pro stabilizaci česky s postranní "J" výztuhou						
5009022	DONJOY PATELLA X STRAP	11-1325-x	285,00	180,00	105,00	strana 15
infrapatelární páska pro patelární tendinitidu, syndrom Osgood-Schlatter a chondromalacii						

► KOLENO – MĚKKÉ BANDÁŽE

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5009045	GENUFORCE®	82-0027-x	990,00	600,00	390,00	strana 16
kolenní ortéza se silikonovou patelární výztuží, vícesměrná pletenina pro optimální funkci						
5008791	ELASTIC KNEE SUPPORT	81-9719-x	386,00	386,00	0,00	strana 16
prodyšná podpora kolenní, bavlnalelastan					PLNÁ ÚHRADA	

► HLEZENNÍ BANDÁŽE A DLAHY

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008828	A60™	02TxR pravá 02TxL levá	1 600,00	750,00	850,00	strana 18
podpora hlezenních vazů pro kontrolu inverze/everze, výztuhy pod úhlem 60°						
5009121	AIRSPORT™/AIRGO™	02Mxx	1 600,00	750,00	850,00	strana 19
podpora hlezenních vazů s pneumatickou výztuhou, prodyšná						
5008077	DRYTEX® ROCKETSOC	81-0665-x pravá 81-0667-x levá	1 500,00	750,00	750,00	strana 20
podpora hlezenní, drytexová s výztuhou						
5008835	VELOCITY™ MS	11-1494-x pravá 11-1493-x levá	1 500,00	750,00	750,00	strana 20
podpora hlezenní, drytexová s výztuhou						
5008841	AIRHEEL™	09A-x	1 200,00	750,00	450,00	strana 22
pomůcka pro tendinitidu Achillovy šlachy, bolesti paty, plantární fasciitidu						
5008898	UNIVERSAL ANKLE BRACE	79-81330	1 100,00	750,00	350,00	strana 19
podpora hlezenní pro kontrolu inverze/everze						
5010287	MALLEOFORCE®	82-0028-x	950,00	750,00	200,00	strana 21
hlezenní ortéza se silikonovou výztuží, vícesměrná pletenina pro optimální funkci						
5009027	SURROUND® ANKLE GEL	81-97875	870,00	750,00	120,00	
podpora hlezenní pro kontrolu inverze/everze s gelovým polštářem						
5008787	DOUBLE STRAP ANKLE SUPPORT	79-8137-x	628,00	628,00	0,00	strana 21
podpora hlezenní, kombinace bandáže a osmičkové stahovačky					PLNÁ ÚHRADA	
	HALLUFIX® BUNION AID®	82-03H	490,00	0,00	490,00	strana 22
korektor HALLUX VALGUS s kloubem a gelovým vypodložením						
5008792	ELASTIC ANKLE SUPPORT	81-9712-x	241,00	241,00	0,00	strana 21
prodyšná podpora hlezenní, bavlnalelastan					PLNÁ ÚHRADA	

► HLEZENÍ POOPERAČNÍ DLAHY

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008086	MAXTRAX™ ROM WALKER <i>hlezená dlaha, nastavitelný rozsah pohybu</i>	79-9533-x	3 590,00	1 500,00	2 090,00	strana 23
5008602	XP WALKER (EXTRA PNEUMATIC) <i>pneumatická 4komorová rigidní hlezená dlaha, dlouhá</i>	01P-x	4 500,00	1 000,00	3 500,00	strana 24
5008597	FP WALKER (FOAM PNEUMATIC) <i>pneumatická 2komorová rigidní hlezená dlaha, dlouhá</i>	01F-x	2 950,00	1 000,00	1 950,00	strana 25
5008118	NEXTEP™ CONTOUR AIR WALKER <i>hlezená dlaha rigidní s pneumatickým vypodložením</i>	79-9527-x	2 500,00	1 000,00	1 500,00	strana 23
5008634	SP WALKER (SHORT PNEUMATIC) <i>pneumatická 2komorová rigidní hlezená dlaha, krátká</i>	01A-x	2 500,00	1 000,00	1 500,00	strana 25
5008114	NEXTEP™ CONTOUR WALKER <i>hlezená dlaha rigidní</i>	79-9506-x	1 950,00	1 000,00	950,00	strana 23

► BANDÁŽE – ZÁDA/BŘICHO

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5009039	MYBABYSTRAP™ <i>těhotenský pás, silná abdominální podpora, 4 semirigidní dorzální peloty</i>	82-0244	1 900,00	900,00	1000,00	strana 31
5008773	ACTISTRAP™ <i>podpora zádová prodyšná s podpůrnými tahy a lumbálními výztuhami</i>	82-0231-x	1 690,00	700,00	990,00	strana 30
5008806	IMMOSTRAP™ <i>velmi silná zádová podpora s podpůrnými 2 tahy a lumbálními výztuhami</i>	82-0229-x	1 600,00	700,00	900,00	strana 30
5008726	POROSTRAP™ <i>podpora zádová extra prodyšná s podpůrnými tahy a lumbálními výztuhami</i>	82-0228-x	1 400,00	700,00	700,00	strana 30
5009034	COMFORTFORM BACK <i>podpora zádová prodyšná s postranními tahy a křížovou výztuhou</i>	81-8935-x	957,00	700,00	257,00	strana 31
5008491	SACRO-LUMBAR SUPPORT <i>podpora zádová prodyšná s postranními tahy</i>	79-8250-x	870,00	700,00	170,00	strana 31

► BANDÁŽE – RUKA

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008067	MANUFORCE® <i>podpora zápěstí univerzální s dlahou, levá/pravá</i>	82-0254-x pravá 82-0255-x levá	990,00	350,00	640,00	strana 26
5008739	EPIFORCE® <i>univerzální epikondylární páska s gelovým polštářkem</i>	82-0253-x	980,00	400,00	580,00	strana 26
5008964	COMFORTFORM WRIST W/THUMB <i>podpora zápěstí a palce se 2 kovovými dlahami, levá/pravá</i>	81-8730-x pravá 81-8731-x levá	645,00	350,00	295,00	strana 27
5008959	COMFORTFORM WRIST <i>podpora zápěstí univerzální s dlahou, levá/pravá</i>	81-9788-x pravá 81-9789-x levá	480,00	350,00	130,00	strana 27
5008768	DELUXE WRIST <i>podpora zápěstí univerzální, levá/pravá</i>	81-9715-x pravá 81-9716-x levá	450,00	350,00	100,00	strana 27
5009421	SURROUND® TENNIS ELBOW <i>univerzální epikondylární páska s gelovým polštářkem</i>	81-82570	390,00	180,00	210,00	strana 28

► KRČNÍ LÍMCE

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008546	CALIFORNIA® TRACHEOTOMY COLLAR <i>anatomický krční límec pevný, s otvorem pro tracheotomii, dvoudílný</i>	79-831-xx	850,00	850,00	0,00	strana 29
					PLNÁ ÚHRADA	
5008661	UNIVERSAL CERVICAL COLLAR <i>univerzální krční límec s výztuhou</i>	81-97400	340,00	340,00	0,00	strana 29
					PLNÁ ÚHRADA	
5008812	ADAMS COLLAR <i>anatomický krční límec s mikrokuličkami</i>	79-8326-x	200,00	200,00	0,00	strana 29
					PLNÁ ÚHRADA	
5008558	FORM FIT <i>anatomický krční límec</i>	79-8301-x	185,00	185,00	0,00	strana 29
					PLNÁ ÚHRADA	

► RAMENNÍ POOPERAČNÍ DLAHY

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
5008764	S.C.O.I. SHOULDER BRACE	0100	5 000,00	4 500,00	500,00	
5008872	ULTRASLING® III AB	450	2 500,00	2 500,00	0,00	
					PLNÁ ÚHRADA	
5008859	ULTRASLING® III ER 30°	1345	2 500,00	2 500,00	0,00	
					PLNÁ ÚHRADA	
5008798	CLINIC SHOULDER IMMOBILIZER <i>pooperační dlaho ramenní, náhrada Dessaultova obvazu</i>	79-8401-x	464,00	464,00	0,00	strana 28
					PLNÁ ÚHRADA	

Distribuční centrum

objednávky přijímáme na telefonním čísle: 244 400 676

Centrální distributor v ČR:

Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.
K Zeleným domkům 10, 148 00 Praha 4
Tel.: 244 400 676
E-mail: objednavky@gbc-prague.cz



A MEMBER OF



Upozornění: V ceníku jsou uvedeny doporučené ceny včetně DPH, které mohou být změněny v závislosti na pohybu kurzu.

▶ ARCTICFLOW™ – CHLADICÍ SYSTÉM

kód SÚKL	označení a popis výrobku	kód Donjoy	dop. cena	úhrada	doplatek	katalog
	SHOULDER WRAP <i>ramenní bandáž, univerzální levá/pravá</i>	11-1315	2 750,00	0,00	2 750,00	
	ARCTICFLOW™ COOLER <i>jednotka chladicí nádoby</i>	2125	1 950,00	0,00	1 950,00	
	ELBOW WRAP <i>loketní bandáž, univerzální levá/pravá</i>	11-1317	1 950,00	0,00	1 950,00	
	KNEE WRAP <i>kolenní bandáž, univerzální levá/pravá</i>	11-1316	1 950,00	0,00	1 950,00	
	FOOT/ANKLE WRAP <i>hlezenní bandáž, univerzální levá/pravá</i>	11-1318	1 950,00	0,00	1 950,00	

▶ ARCTICFLOW™ COOLER



JEDNOTKA CHLADICÍ NÁDOBY

ARCTICFLOW™ – cold therapy system v sobě spojuje působení chladu a komprese na postižené místo. Tato kombinace účinně podporuje rehabilitaci, snižuje bolest a otok. Systém funguje na principu gravitačního proudění vody. Jednotka se zavěšuje nad lůžko pacienta, popř. kamkoliv nad bandáž. Po naplnění bandáže se může pacient odpojit od chladicí nádoby a volně se pohybovat, bandáž zůstává chladná až 30 minut. Po znovupřipojení se automaticky vymění voda v bandáži za studenou z chladicí nádoby. Chladicí nádoba naplněná ledem a studenou vodou zajišťuje 3 hodiny efektivního chlazení.

▶ kód DJO: 2125

▶ SHOULDER WRAP



- ▶ Ramenní bandáž
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ kód DJO: 11-1315

Velikost

Univerzální

▶ ELBOW WRAP



- ▶ Loketní bandáž
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ kód DJO: 11-1317

Velikost

Univerzální

▶ KNEE WRAP



- ▶ Kolenní bandáž
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ kód DJO: 11-1316

Velikost

Univerzální

▶ FOOT/ANKLE WRAP



- ▶ Hlezenní bandáž
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ kód DJO: 11-1318

Velikost

Univerzální

Upozornění: V ceníku jsou uvedeny doporučené ceny včetně DPH, které mohou být změněny v závislosti na pohybu kurzu.