

DJO[™]

...JISTOTA POHYBU

Ortopedické pomůcky
KATALOG

Nové
KÓDY SÚKL

AIRCAST[®]

DONJOY[™]

PROCARE[®]

Vážení přátelé,

jsme rádi, že Vás můžeme jménem firmy *Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o., a member of Fidia Pharma Group*, seznámit s novým katalogem ortopedických pomůcek značek *DONJOY™*, *AIRCAST®* a *PROCARE®*.

Ortopedické pomůcky značky *DONJOY™* jsou na českém trhu přítomny téměř 25 let. Za tuto dobu si vydobily výsadní postavení, za což vděčí především své vynikající kvalitě, znamenitým uživatelským vlastnostem a atraktivnímu designu. Jejich výrobce – firma *DJO™* se po fúzi s firmami *AIRCAST®* a *PROCARE®* stala největším producentem ortopedických pomůcek na světě.

Katalog nabízí přehledně ucelené řady pomůcek značek *DONJOY™*, *AIRCAST®* a *PROCARE®* – ortézy, bandáže a dlahy, které poskytují pacientům kvalitní pooperační péči, efektivní rehabilitaci a umožňují rychlý a bezpečný návrat k běžným každodenním aktivitám. Vedle produktů, které již dobře znáte, obsahuje mnoho nových a inovovaných pomůcek.

Pokud budete mít o nabízené ortopedické pomůcky zájem, kontaktujte nás prosím přímo na adrese společnosti, nebo se obraťte na naše regionální zástupce na níže uvedených telefonních číslech. Kontakt naleznete také na našich webových stránkách www.gbc-prague.cz a www.donjoy.cz.

Rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci. Díky úspěšnému partnerství s našimi klienty – odbornou veřejností i s pacienty, mezi nimiž je řada našich špičkových sportovců, se daří produktům firmy *DJO™* udržovat výsadní postavení na trhu a naši společnosti dále zlepšovat a rozvíjet své služby.

Ing. Josef Gotvald

ředitel společnosti

Pavel Dvořák

produktový manager *DJO™*

Distribuční centrum

objednávky přijímáme na telefonním čísle: 244 400 676

Regionální zástupci

Praha	602 271 530	jižní a západní Čechy	602 244 033
severní a východní Čechy	606 725 879	východní Čechy a Vysočina	602 260 335
severní Morava	602 244 088	jižní Morava	606 731 309

Prevence–Rehabilitace–Regenerace



DJO™ je přední výrobce a distributor široké škály vysoce kvalitních ortopedických pomůcek *DONJOY™*, *AIRCAST®* a *PROCARE®*. Sídlem firmy je Vista, California, USA, odkud jsou výrobky distribuovány do více než 50 zemí světa. Hlavním cílem společnosti je neustálá inovace a výzkum vedoucí ke zvýšení ochrany a komfortu pacienta.

Vedoucí místo ve výzkumu a rozvoji



DJO™ má vlastní výzkumnou laboratoř, která umožňuje provádět neustálý vývoj a zkoušky nových pomůcek. Ortézy jsou testovány na speciálních anatomických modelech, pro zajištění funkčnosti, kvality a trvanlivosti. Firma se vysokou měrou podílí na klinických studiích pro lepší pochopení biomechaniky kloubních poranění, hojení tkání a následné rehabilitace.

► DEFIANCE® III ACL FOURCEPOINT

► DEFIANCE® CI

Individuálně vyráběná ortéza na míru

Individuálně vyráběná pomůcka DEFIANCE® představuje nejvyšší standard v ochraně vazového aparátu kolena. Využívá nejvyspělejší technologie a materiály pro přesný tvar a vysokou pevnost. Výběr mnoha parametrů umožňuje vytvoření individualizované a optimální pomůcky pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, PCL, MCL, LCL

- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Přesné zaměření tvaru ortézy přístrojem CMMI
- Verze ACL, PCL a CI (kombinované instability)
- Rám se standardním nebo zkoseným stehenním obloukem
- Možnost individuálního výběru délky a pevnosti rámu
- Nastavitelný rozsah pohybu ve flexi a extenzi
- Adaptabilní uchycení pásek
- Antimigrační systém (antimigrační pásek a suprakondylární podložka)
- FourcePoint™ pružný kloub pro větší ochranu ACL
- Široký výběr barev a grafických motivů
- Nízká hmotnost



DEFIANCE® III ACL FOURCEPOINT

► kód SÚKL: 5010289 ► kód DJO: ind. výroba

DEFIANCE® CI

► kód SÚKL: 5009147 ► kód DJO: ind. výroba

Individuálně měřená pomůcka

Příslušenství:

Impact Guard	11-1006-x	chránič kolenního kloubu
Sports cover	11-0016-x	ochranný návlek na ortézu

► KARBONOVÝ RÁM

► PŘESNÝ TVAR

► VYSOKÁ PEVNOST

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ CMMI



CHRÁNIČ KOLENA IMPACT GUARD



NÁVLEK NA ORTÉZU SPORTS COVER



▶ **A22™****Individuálně vyráběná ortéza na míru**

A22™ ortéza bez kompromisu. První titanová individuálně vyráběná ortéza. Dokonalá rovnováha funkce, tvaru, nízké hmotnosti a funkčnosti. Důraz je kladen na bezpečí a komfort pacienta, pro které jsou použity nejmodernější materiály a technologie.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA
POŠKOZENÍ ACL, MCL, LCL

- ▶ Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- ▶ Titanový rám se zkoseným stehenním obloukem a oblými tvary
- ▶ Verze ACL
- ▶ Nastavitelný rozsah pohybu ve flexi a extenzi
- ▶ Integrované uchycení pásků
- ▶ Antimikrobiální výstelky rámu
- ▶ FourcePoint™ pružný kloub pro větší ochranu ACL
- ▶ Gelové kondylární podložky – SHOCK ABSORB
- ▶ Nízká hmotnost



▶ **kód SÚKL: 5010288**

Individuálně měřená pomůcka

Zajímavá fakta o ACL:

- ▶ RIZIKO OPAKOVANÉHO ZRANĚNÍ PO REKONSTRUKCI ACL JE 15× VĚTŠÍ
- ▶ PO REKONSTRUKCI ACL SE RIZIKO PORANĚNÍ DRUHÉ NOHY 2× ZVYŠUJE
- ▶ K 60–80 % PORANĚNÍ ACL DOCHÁZÍ PŘI NEKONTAKTNÍCH SPORTECH
- ▶ K 50 % PORANĚNÍ ACL DOCHÁZÍ U PACIENTŮ VE VĚKU 15–25 LET
- ▶ VAZ PO REKONSTRUKCI MÁ 67 % PEVNOSTI PŮVODNÍHO VAZU

- ▶ **TITANOVÝ RÁM**
- ▶ **PŘESNÝ TVAR**
- ▶ **VYSOKÝ KOMFORT**

GELOVÉ KONDYLÁRNÍ PODLOŽKY



FOURCEPOINT KLOUB



ANTIMIKROBIÁLNÍ VÝSTELKY



▶ **ARMOR ACL FOURCEPOINT™**▶ **ARMOR CI**


ARMOR® je nejpevnější a nejspolehlivější sériově vyráběná ortéza pro aktivní pacienty. Rám ortézy je vyroben z vysoce pevnostní slitiny 6061 T6 aluminium. Pomůcka vyvinutá týmem lékařů, konstruktérů a vrcholových sportovců.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, PCL, MCL, LCL

- ▶ Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- ▶ Velmi pevný rám se zkoseným stehenním obloukem
- ▶ Verze ACL a CI (kombinované instability)
- ▶ Nastavitelný rozsah pohybu ve flexi a extenzi
- ▶ Zkrácený lýtkový oblouk
- ▶ Adaptabilní uchycení pásek
- ▶ Antimigrační systém (antimigrační pásek a suprakondylární podložka)
- ▶ FourcePoint™ pružný kloub pro větší ochranu ACL
- ▶ Černostříbrná barva
- ▶ Hmotnost 530 g



ARMOR ACL FOURCEPOINT™

▶ **kód SÚKL: 5010295** ▶ kód DJO: 11-1440-x pravá
11-1441-x levá

ARMOR CI

▶ **kód SÚKL: 5009131** ▶ kód DJO: 11-1029-x pravá
11-1030-x levá

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

Příslušenství:

Impact Guard	11-1006-x	chránič kolenního kloubu
Sports cover	11-0016-x	ochranný návlek na ortézu

FOURCEPOINT KLOUB



SUPRAKONDYLÁRNÍ PODLOŽKA



ANTIMIGRAČNÍ PÁSEK



► **FULLFORCE™**
 ► **OA FULLFORCE™**

FULLFORCE™ je nová moderní čtyřbodová ortéza. Vysoká pevnost, nízký profil, komfortní oblé tvary a atraktivní karbonový design. Varianty s krátkým a dlouhým lýtkovým obloukem, popř. varianta pro korekci varozity.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, PCL, MCL, LCL

- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Pevný rám se zkoseným stehenním obloukem a oblými tvary
- Verze ACL a CI (kombinované instability)
- Varianta OA pro korekci varozity
- Nastavitelný rozsah pohybu ve flexi a extenzi
- Standardní nebo zkrácený lýtkový oblouk
- Adaptabilní uchycení pásek
- Antimigrační systém (antimigrační pásek a suprakondylární podložka)
- FourcePoint™ pružný kloub pro větší ochranu ACL
- Karbonový design rámu
- Hmotnost 530 g



FULLFORCE™

► **kód SÚKL: 5010281** ► kód DJO: 11-0264-x LONG pravá
 11-0265-x LONG levá
 11-3222-x SHORT pravá
 11-3223-x SHORT levá

OA FULLFORCE™

► **kód SÚKL: 5010293** ► kód DJO: 11-1578-x VARUS pravá
 11-1579-x VARUS levá

OA FULLFORCE™ na objednávku, dodací doba cca 3 týdny

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

FOURCEPOINT KLOUB



ZKOSENÝ STEHENNÍ OBLOUK



TELESKOPICKÝ KLOUB



► 4 TITUDE® CI – RENEGADE

RENEGADE je nejnovější typ sériově vyráběné ortézy. Při vývoji této ortézy byly využity dlouholeté zkušenosti týmu konstruktérů, sportovců a lékařů a zároveň byly použity nejmodernější materiály a technologie. Výsledkem je komfortní, spolehlivá a lehká pomůcka pro vysoce aktivní pacienty.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, PCL, MCL, LCL

- Moderní dynamický design
- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Integrované dotahovací pásky
- Semirigidní skelet
- Komfortní tibiální podložka
- Nastavení rozsahu pohybu ve flexi/extenzi
- Antimigrační systém
- Nízká hmotnost (aluminium)



► **kód SÚKL: 5009007** ► **kód DJO: 11-0905-x pravá**
11-0906-x levá

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem číšky (patelly).

TIBIÁLNÍ VYPODLOŽENÍ



KOMFORTNÍ PÁSKY



NÍZKÝ PROFIL KLOUBU



► OA NANO™

OA NANO™ je ortéza na podpůrnou léčbu varozity / valgozity. Použitím nejmodernější technologie NanoMAG™ (magneziová slitina) bylo dosaženo minimální hmotnosti a vysokého komfortu pro pacienta. Plynulé nastavení bočního tlaku pro korekci varozity nebo valgozity kloubem Da Vinci významně snižuje bolestivost kloubu a pomáhá udržovat pacienty aktivní.

Indikace:

KOREKCE VAROZITY / VALGOZITY

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, MCL, LCL

- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Magneziová slitina NanoMAG™
- Upravitelný boční tlak pro kontrolu varozity / valgozity
- Vysoká funkčnost díky mechanickým vlastnostem materiálu
- Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- Antimigrační systém (antimigrační pásek a suprakondylární podložka)
- Stabilní a komfortní systém upínání
- Barva šedá
- Hmotnost 430 g



► **kód SÚKL: 5008056** ► **kód DJO: 11-1214-x pravá VARUS**
11-1215-x levá VARUS
11-1216-x pravá VALGUS
11-1217-x levá VALGUS

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	39–47	47–53	53–60	60–67

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► KLINICKY OVĚŘENÁ ÚČINNOST

OA Nano klinicky ověřená účinnost:

- PATENTOVANÝ 3 BODOVÝ OFF-LOADING SYSTEM
- EFEKTIVNÍ ÚLEVA OD BOLESTI
- ZLEPŠENÍ SYMPTOMU ZTUHLOSTI A FUNKCE KLOUBU
- 61 % PACIENTŮ POUŽÍVÁ ORTÉZU PO 3 LETECH
- POUŽITÍ ORTÉZ DOPORUČENO V OARSI GUIDLINES 2014

KOMFORTNÍ VYPODLOŽENÍ



DA VINCI KLOUB



SKRYTÉ UCHYCENÍ PÁSKŮ



► OA ADJUSTER™ 3

OA ADJUSTER kombinuje ochranu vazového aparátu s korekcí varozity nebo valgozity. Ortéza účinně chrání kolenní kloub a zabraňuje progresi onemocnění. Plynulé nastavení bočního tlaku pro korekci varozity či valgozity kloubem Da Vinci významně snižuje bolestivost kloubu a pomáhá udržovat pacienty aktivní.

Indikace:

KOREKCE VAROZITY / VALGOZITY

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

POŠKOZENÍ ACL, MCL, LCL

- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Pevný rám s nízkým profilem a oblými tvary
- Plynulé nastavení bočního tlaku pro kontrolu varozity / valgozity
- Integrovaný Da Vinci kloub
- Nastavitelný rozsah pohybu ve flexi a extenzi
- Adaptabilní uchycení pásků
- Antimigrační systém (antimigrační pásek a suprakondylární podložka)
- Komfortní kloub pro optimální přenos sil
- Pomůcka vhodná pro celodenní používání
- Barva šedá
- Hmotnost 630 g



► **kód SÚKL: 5008844** ► kód DJO: **11-1590-x pravá VARUS**
11-1591-x levá VARUS
11-1592-x pravá VALGUS
11-1593-x levá VALGUS

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	39–47	47–53	53–60	60–67

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

DA VINCI KLOUB



SKRYTÉ UCHYCENÍ PÁSKŮ



KOMFORTNÍ DESIGN



► ACL EVERYDAY

ACL EVERYDAY je naší nejkomfortnější a nejlehčí ortézu. Total Comfort Guarantee program zaručuje pohodlí i při celodenním a dlouhodobém používání. Ortéza je určena pro lehké až střední aktivity, jako je chůze, nordic walking, turistika apod.



Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA
POŠKOZENÍ ACL, MCL, LCL

- Patentovaný čtyřbodový systém fixace
- Total Comfort Guarantee program
- Nastavení rozsahu pohybu ve flexi/extenzi
- Ergonomicky upravený zkrácený rám
- Antimigrační rychloupínací pásy Sili-Grip
- Barva černá
- Hmotnost 380 g (aluminium-plast)



► **kód SÚKL: 5009016** ► kód DJO: 11-1601-x pravá
11-1600-x levá

Velikost	Small	Medium	Large
cm	39–47	47–53	53–60

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

SUPRAKONDYLÁRNÍ PODLOŽKA



NÍZKÝ PROFIL KLOUBU



KOMFORTNÍ VYPODLOŽENÍ



▶ PLAYMAKER II, SPACER

PLAYMAKER II, SPACER je inovovaná verze osvědčené ortézy Playmaker. Při vývoji této ortézy byly použity nejnovější lékařské poznatky, moderní materiály a technologické postupy. Tento typ přináší pacientovi větší bezpečnost a zvýšený komfort.



Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

MÍRNÉ AŽ STŘEDNÍ POŠKOZENÍ ACL, PCL, MCL, LCL

- ▶ Úleva od bolesti, ochrana vazů
- ▶ Dvouosý kloub, limitace flexe i extenze
- ▶ Upravitelné boční peloty pro větší komfort
- ▶ Snadné zapínání
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Stabilní a komfortní systém upínání
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5010705** ▶ **kód DJO: 11-3495-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).



▶ PLAYMAKER II, WRAP



Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ KOLENA

MÍRNÉ AŽ STŘEDNÍ POŠKOZENÍ
ACL, PCL, MCL, LCL

- ▶ Rozepínatelná varianta ortézy Playmaker II
- ▶ Prodyšný materiál Drytex®
- ▶ Ekonomická varianta při vazových poraněních
- ▶ Úleva od bolesti, ochrana vazů
- ▶ Snadné zapínání
- ▶ Dvouosý kloub, limitace flexe i extenze
- ▶ Upravitelné boční peloty pro větší komfort
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Stabilní a komfortní systém upínání
- ▶ Barva černá


▶ **kód SÚKL: 5010706**

▶ **kód DJO: 11-3497-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

PRODYŠNÝ MATERIÁL



SNADNÉ ZAPÍNÁNÍ



POPLITEÁLNÍ KOMFORT



► DRYTEX® HINGED KNEE



Indikace:
BOČNÍ INSTABILITA KOLENA
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO
KLOUBU

- Prodyšný materiál Drytex®
- Úleva od bolesti, stabilita kolena
- Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- Komfortní kondylární podložka
- Dvouosý kloub, limitace flexe i extenze
- Segmenty pro limitaci flexe/extenze nejsou součástí dodávky
- Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- Barva černá

► kód SÚKL: 5010294

► kód DJO: 11-0555-x

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► DRYTEX® HINGED KNEE WRAP



Indikace:
BOČNÍ INSTABILITA KOLENA
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO
KLOUBU

- Rozepínatelná varianta ortézy Hinged Knee
- Prodyšný materiál Drytex®
- Úleva od bolesti, stabilita kolena
- Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- Komfortní kondylární podložka
- Dvouosý kloub, limitace flexe i extenze
- Segmenty pro limitaci flexe/extenze nejsou součástí dodávky
- Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- Barva černá

► kód SÚKL: 5009435

► kód DJO: 81-0758-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–59	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

▶ **PLAYMAKER XPert™**

Indikace:

LEHKÁ AŽ STŘEDNÍ
POŠKOZENÍ MCL, LCL
LEHKÁ KOREKCE NEŽÁDOUCÍCH
POHYBŮ ČEŠKY
PORANĚNÍ MENISKU
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ
KOLENNÍHO KLOUBU

- ▶ Úleva od bolesti, stabilita kolene
- ▶ Prodyšný materiál Hi Tech mesh fabric
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- ▶ Dvouosý kloub
- ▶ Zakryté postranní peloty
- ▶ Vhodná pro kontaktní sporty
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008685**▶ **kód DJO: 82-0022-x**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

▶ **PLAYMAKER XPert™ Wrap**

Indikace:

LEHKÁ AŽ STŘEDNÍ POŠKOZENÍ
MCL, LCL
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ
KOLENNÍHO KLOUBU

- ▶ Úleva od bolesti, stabilita kolene
- ▶ Rozepínací varianta ortézy PLAYMAKER XPert
- ▶ Prodyšný materiál Hi Tech mesh fabric
- ▶ Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- ▶ Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- ▶ Dvouosý kloub
- ▶ Zakryté postranní peloty
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008670**▶ **kód DJO: 82-0023-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–59	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► DRYTEX® ECONOMY HINGED KNEE



Indikace:
BOČNÍ INSTABILITA KOLENA
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO
KLOUBU

- Prodyšný materiál Drytex® nebo neopren
- Úleva od bolesti, stabilita kolena
- Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- Dvouosý kloub
- Zakryté postranní peloty
- Vhodná pro kontaktní sporty
- Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- Barva černá

► kód SÚKL: 5008854

► kód DJO: 81-0670-x

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► DRYTEX® ECONOMY HINGED KNEE WRAP



Indikace:
BOČNÍ INSTABILITA KOLENA
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO
KLOUBU

- Rozepínatelná varianta ortézy Economy Hinged Knee
- Prodyšný materiál Drytex®
- Úleva od bolesti, stabilita kolena
- Upravitelné boční peloty pro maximální komfort
- Dvouosý kloub
- Zakryté postranní peloty
- Vhodná pro kontaktní sporty
- Nízký profil (nošení běžného oděvu přes ortézu)
- Barva černá

► kód SÚKL: 5009427

► kód DJO: 11-0672-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–59	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► DONJOY PATELLA X STRAP



Indikace:
 TENDINITIDA
 OSGOOD–SHLATTER SYNDROM
 CHONDROMALACIE

- Infrapatellární páska
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5009022**

► **kód DJO: 11-1325-x**

Velikost	Medium	Large
cm	do 35 cm	nad 35 cm
Měří se obvod nohy pod kolenem.		

► REACTION KNEE BRACE

REACTION KNEE BRACE je zcela nový koncept léčby patellofemorálních poranění. Elastomerová mřížka zajišťuje správné postavení pately, pomáhá rozkládat nežádoucí síly a tlaky, přináší rychlou úlevu od bolesti.



Indikace:
 CHONDROMALACIE
 SUBLUXACE A DISLOKACE ČEŠKY
 TENDINITIDA
 ÚLEVA OD BOLESTI

- Patentovaná elastomerová mřížka
- Dopínací pásy pro ideální tenzi mřížky
- Absorpce tlaků a tahů v oblasti česky
- Dvouosý kloub pro větší stabilitu
- Návlek pod ortézu pro větší komfort a účinnost
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5008819**

► **kód DJO: 11-0215-x**

Velikost	XS/S	M/L	XL/XXL
cm	33–46	47–95	60–75
Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).			



Extenzivní membrána – pro stabilizaci patelly

► DRYTEX® TRU-PULL LITE



- Indikace:
- SUBLUXACE A DISLOKACE ČEŠKY
 - KOREKCE NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ ČEŠKY
- Prodyšný materiál Drytex®
 - Laterální podpora pro stabilizaci česky
 - Varianta pravá/levá
 - Dotahovací pásky pro větší stabilitu
 - Barva černá

► **kód SÚKL: 5009013**

► **kód DJO: 11-0260-x pravá
11-0261-x levá**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
cm	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► DRYTEX® LATERAL "J"



- Indikace:
- SUBLUXACE A DISLOKACE ČEŠKY
 - KOREKCE NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ ČEŠKY
- Prodyšný materiál Drytex® nebo neopren
 - Laterální "J" podpora pro stabilizaci česky
 - Varianta pravá/levá
 - Dotahovací pásky pro větší stabilitu
 - Barva černá

► **kód SÚKL: 5008101**

► **kód DJO: 81-0659-x pravá
81-0660-x levá**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	33–39	39–47	47–53	53–60	60–67	67–75

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► GENUFORCE®



- Indikace:
- SUBLUXACE A DISLOKACE ČEŠKY
 - KOREKCE NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ ČEŠKY
 - POOPERACNÍ PODPORA PO PATELÁRNÍCH OPERACÍCH
- Technologie „Made in Germany“
 - Vícesměrná elasticita, optimální tvar
 - Silikonová patellární výztuž
 - RAL standard kompresního profilu
 - Barva šedá
 - Proprioceptivní a neuromuskulární stimulace

► **kód SÚKL: 5009045**

► **kód DJO: 82-0027-x**

Velikost	2	3	4	5	6	7
cm	40–43	43–46	46–49	49–52	52–55	55–58

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

► ELASTIC KNEE SUPPORT



- Indikace:
- CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU
- Prodyšný materiál (bavlna/elastan)
 - Střední komprese
 - Barva bílá

► **kód SÚKL: 5008791**

► **kód DJO: 81-9719-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	39–46	46–52	52–58	58–65

Měří se obvod stehna 15 cm nad středem česky (patelly).

▶ 3-PANEL KNEE SPLINT



Indikace:
POOPERAČNÍ KOLENNÍ DLAHA
UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- ▶ Fixace kolenního kloubu v extenzi
- ▶ Pevné postranní peloty
- ▶ Upravitelný tvar a velikost
- ▶ Komfortní měkké vypodložení
- ▶ Univerzální velikost
- ▶ Barva šedá

▶ kód SÚKL: 5008789

▶ kód DJO: 79-800-xx

Velikost	Small	Medium	Large
Délka / Obvod	40 cm / Univerzální	50 cm / Univerzální	60 cm / Univerzální

▶ TROM™ ADVANCE TELESCOPING

TROM™ ADVANCE TELESCOPING je inovovaná verze pooperační dlahy TROM. Dlahy vyniká možností snadného nastavení rozsahu pohybu a zároveň díky adaptabilitě délky, upínání a tvaru dlahy zajišťuje pacientovi vysoký komfort.



Indikace:
POOPERAČNÍ KOLENNÍ DLAHA

- ▶ Snadné nastavení rozsahu pohybu
- ▶ Extenze 0–30°, flexe 30–90°
- ▶ Aretace úhlu 0–90° v 10° krocích
- ▶ Nový miniaturizovaný kloub
- ▶ Úprava délky – teleskopické boční peloty
- ▶ Komfortní vypodložení a systém upínání
- ▶ Varianta standardní a vzdušná
- ▶ Univerzální velikost
- ▶ Barva černá

▶ kód SÚKL: 5009101 ▶ kód DJO: 11-9114-9 cool, vzdušná
5009105 11-9115-9 standardní

Velikost
univerzální

KOMFORTNÍ UPÍNÁNÍ



TELESKOPICKÉ DLAHY



STANDARDNÍ VERZE



▶ **A60™**

Inovativní design s bočními pelotami pod úhlem 60° pro dokonalou podporu vazů. Anatomický design, moderní a prodyšné materiály zajišťují vysoký komfort a ochranu při vašich aktivitách.

Indikace:

VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA

AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ POUŽITÍ

- ▶ Boční peloty v úhlu 60°
- ▶ Stabilizace hlezna – zabraňuje inverzi
- ▶ Nízký profil, použití v běžné obuvi
- ▶ Přesný tvar a vysoký komfort
- ▶ Snadné použití, „step in“ design
- ▶ Varianta levá/pravá
- ▶ Barva černá



▶ **kód SÚKL: 5008828** ▶ **kód DJO: 02TxR** pravá
02TxL levá

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–9,5	10–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–43,5	44–46

Měří se podle velikosti obuvi.

SNADNÉ NAsAZENÍ „STEP IN“



BOČNÍ PELOTY V ÚHLU 60°



POUŽITÍ V BĚŽNÉ I SPORTOVNÍ OBUVY



▶ AIRSPORT™/AIRGO™



Indikace:
VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA
AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ
POUŽITÍ

- ▶ Semirigidní skelet s pneumatickým vypoďložením
- ▶ Stabilizace hlezna – zabraňuje inverzi
- ▶ Nízky profil, použití v běžné obuvi
- ▶ Přesný tvar a vysoký komfort
- ▶ Snadné použití, „step-in“ design
- ▶ Varianta pravá/levá
- ▶ Barva černá

▶ kód SÚKL: 5009121

▶ kód DJO: 02MxR pravá
02MxL levá

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10	10,5–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5	45–47

Měří se podle velikosti obuvi.



▶ UNIVERSAL ANKLE BRACE



Indikace:
VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA
CHRONICKÉ INSTABILITY
AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ
POUŽITÍ

- ▶ Skelet z termoplastu s komfortním vypoďložením
- ▶ Zabraňuje inverzi a abnormální plantární flexi
- ▶ Nízky profil, použití v běžné obuvi
- ▶ Mediální a laterální podpora
- ▶ Univerzální velikost
- ▶ Barva černá

▶ kód SÚKL: 5008898

▶ kód DJO: 79-81330

Velikost

Univerzální

► DRYTEX® ROCKETSOC



Indikace:
VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA
AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ
POUŽITÍ

- Prodyšný materiál Drytex®
- Zabraňuje inverzi a abnormální plantární flexi
- Nízký profil, použití v běžné obuvi
- Mediální a laterální podpora
- Varianta pravá/levá
- Systém dotahovacích pásek pro větší stabilitu
- Barva černá

► kód SÚKL: 5008077

► kód DJO: 81-0665-x pravá
81-0667-x levá

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Velikost bot UK	4–5,5	6–7,5	8–9,5	10–11,5	12–13,5	14–16
Velikost bot EU	36–38	38,5–41	41,5–43	43,5–45	45,5–47	47,5–49

Měří se podle velikosti obuvi.



► VELOCITY™ MS



Indikace:
VAZOVÁ PORANĚNÍ HLEZNA
AKUTNÍ STAVY I PREVENTIVNÍ
POUŽITÍ

- R3 Technology™ pro rychlé a snadné zapnutí
- Zabraňuje inverzi a everzi
- Nízký profil, použití v běžné obuvi
- Skelet z termoplastu s komfortním vypořádáním
- Varianta pravá/levá
- Možnost úpravy tvaru horkovzdušnou pistolí
- Barva černá

► kód SÚKL: 5008835

► kód DJO: 11-1493-x levá
11-1494-x pravá

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ MALLEOFORCE®



Indikace:
AKUTNÍ I CHRONICKÉ BOLESTI
HLEZENÍHO KLOUBU
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ HLEZNA

- ▶ Technologie „Made in Germany“
- ▶ Proprioceptivní a neuromuskulární stimulace
- ▶ Vícesměrná elasticita, optimální tvar
- ▶ Silikonové boční hlezenní výztuže
- ▶ Barva šedá

▶ **kód SÚKL: 5010287**

▶ **kód DJO: 82-0028-x**

Velikost	2	3	4	5	6
cm	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29

Měří se obvod nohy těsně nad kotníkem.

▶ DOUBLE STRAP ANKLE SUPPORT



Indikace:
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ HLEZNA

- ▶ Prodyšný materiál
- ▶ Kompresa a zateplení
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008787**

▶ **kód DJO: 79-8137-x**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Velikost bot UK	do 4,5	4,5–6	6,5–8	8,5–10	10,5–12	12,5
Velikost bot EU	do 37,5	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5	45–47	47,5a více

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ ELASTIC ANKLE SUPPORT



Indikace:
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ HLEZNA

- ▶ Prodyšný materiál (bavlna/elastan)
- ▶ Střední komprese
- ▶ Barva bílá

▶ **kód SÚKL: 5008792**

▶ **kód DJO: 81-9712-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	18–22	22–26	26–29	29–34

Měří se obvod kotníku.

▶ **HALLUFIX® BUNION AID®**

Indikace:
KOREKCE HALLUX VALGUS
MÍRNÁ AŽ STŘEDNÍ STADIA
ONEMOCNĚNÍ

- ▶ Léčba vbočeného palce
- ▶ Úleva od bolesti
- ▶ Koriguje nesprávné postavení prstů
- ▶ Dynamická komfortní podpora
- ▶ Opora nohy při chůzi
- ▶ Použití ve dne i v noci
- ▶ Vhodná pro pooperační použití

▶ kód DJO: 82-03H

Velikost

Univerzální

**reddot design award**

- ▶ Pomůcka získala ocenění **reddot design award** za inovativní design v oblasti medicíny.
- ▶ Klinicky ověřená pomůcka pro lehká až střední stadia onemocnění hallux valgus

▶ **AIRHEEL™**

Indikace:
TENDINITIDA ACHILLOVY ŠLACHY
BOLESTI PATY
PLANTÁRNÍ FASCIITIDA

- ▶ Dvoukomorový pneumatický systém Duplex
- ▶ Úleva od bolesti, snížení otoku
- ▶ Dynamická komprese pulzujícího vzduchu
- ▶ Prodyšný materiál Breathe-O-Prene®
- ▶ Nízký profil, použití v běžné obuvi
- ▶ Snadné použití, „step-in“ design
- ▶ Barva černá

▶ kód SÚKL: 5008841

▶ kód DJO: 09A-x

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ MAXTRAX™ ROM WALKER



Indikace:
POOPERAČNÍ A REHABILITAČNÍ
HLEZENÍ DLAHA
NASTAVITELNÝ ROZSAH POHYBU

- ▶ Aretace úhlu 0–30°
- ▶ Snadné nastavení rozsahu pohybu
- ▶ Plantární/dorzální flexe 45°/30° po 7,5°
- ▶ Aretace úhlu 0–30°
- ▶ Nízký profil podrážky
- ▶ Vyměnitelná měkká vypodložení
- ▶ Tři velikosti
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008086**

▶ **kód DJO: 79-9533-x**

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ NEXTEP™ CONTOUR AIR WALKER



Indikace:
POOPERAČNÍ A REHABILITAČNÍ
HLEZENÍ DLAHA

- ▶ Anatomický tvar vhodný pro chůzi
- ▶ Pneumatické vypodložení
- ▶ Protiskluzová podrážka
- ▶ Nízký profil podrážky
- ▶ Vyměnitelná měkká vypodložení
- ▶ Tři velikosti
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008118**

▶ **kód DJO: 79-9527-x**

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ NEXTEP™ CONTOUR WALKER



Indikace:
POOPERAČNÍ A REHABILITAČNÍ
HLEZENÍ DLAHA

- ▶ Anatomický tvar vhodný pro chůzi
- ▶ Protiskluzová podrážka
- ▶ Nízký profil podrážky
- ▶ Vyměnitelná měkká vypodložení
- ▶ Tři velikosti
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008114**

▶ **kód DJO: 79-9506-x**

Velikost	Small	Medium	Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5

Měří se podle velikosti obuvi.

XP WALKER™

Pooperační dlahy XP WALKER™ je nejvyšším modelem řady AIRCAST®. Semirigidní skelet se čtyřmi nezávislými vzduchovými komorami, komfortní vypořádání a podrážka Rocker sole zajišťují dokonalou funkčnost, maximální komfort, snižují otok a výrazně urychlují hojení.

Indikace:

POOPERAČNÍ HLEZENÍ DLAHA
STABILNÍ FRAKTURY HLEZNA A CHODIDLA
TĚŽKÉ VÝRONY KOTNÍKU

- ▶ Čtyři nezávislé pneumatické komory
- ▶ Semirigidní lehký skelet
- ▶ Nízký profil podrážky Rocker sole
- ▶ Vyměnitelná vnitřní vypořádání
- ▶ Čtyři velikosti
- ▶ Barva šedá
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ kód SÚKL: 5008602

▶ kód DJO: 01P-x

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10	10,5–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5	45–47


Měří se podle velikosti obuvi.

Duplex Technology

Dynamická komprese pulzujícího vzduchu pomáhá významně snižovat otok a podporuje hojení fraktur. Systém vzduchových komor s individuálně nastavitelným tlakem zajišťuje stálý kontakt s končetinou a její stabilitu.

U pacientů používajících pooperační dlahy AIRCAST® je významně snížen výskyt atrofie a osteoporózy ve srovnání s tradiční fixací (Kalish, Pelcovitz, Zawada a kol., Journal of the American Podiatric Medical Association, 1987).

Typický průběh tlaku



Při chůzi vytvářejí vzduchové komory dynamickou pulzující kompresi. Po zastavení tlak graduálně roste a stabilizuje se.



KOMPAKTNÍ DESIGN



OPTIMÁLNÍ ÚPRAVA TLAKU



PŘIROZENÁ CHŮZE



▶ **FP WALKER™**

Indikace:

POOPERAČNÍ HLEZENÍ DLAHA**STABILNÍ FRAKTURY HLEZNA
A CHODIDLA****TĚŽKÉ VÝRONY KOTNÍKU**

- ▶ Dvě nezávislé pneumatické komory
- ▶ Semirigidní lehký skelet
- ▶ Nízký profil podrážky Rocker sole
- ▶ Vyměnitelná vnitřní vypořádání
- ▶ Čtyři velikosti
- ▶ Barva šedá
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ **kód SÚKL: 5008597**▶ **kód DJO: 01F-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10	10,5–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5	45–47

Měří se podle velikosti obuvi.

▶ **SP WALKER™**

Indikace:

POOPERAČNÍ HLEZENÍ DLAHA**METATARZÁLNÍ FRAKTURY****PORANĚNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ****TĚŽKÉ VÝRONY KOTNÍKU**

- ▶ Dvě nezávislé pneumatické komory
- ▶ Semirigidní lehký skelet
- ▶ Nízký profil podrážky Rocker sole
- ▶ Vyměnitelná vnitřní vypořádání
- ▶ Čtyři velikosti
- ▶ Barva šedá
- ▶ Univerzální levá/pravá

▶ **kód SÚKL: 5008634**▶ **kód DJO: 01A-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
Velikost bot UK	4,5–6	6,5–8	8,5–10	10,5–12
Velikost bot EU	37,5–39,5	40–42	42,5–44,5	45–47

Měří se podle velikosti obuvi.



▶ **MANUFORCE®**

MANUFORCE® je ortéza zápěstí z vícesměrné 3D pleteniny pro dokonalý tvar a optimální kompresi. Stabilitu a komfort zajišťuje upravitelná volární dlahá, gelové vypořádání a dotahovací pásek.

CHRONICKÉ, POSTTRAUMATICKÉ ZÁNĚTY
ZÁPĚSTÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ
TENDINITIDA
SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU

- ▶ Ortéza zápěstí s integrovanou alumini-ovou pelotou
- ▶ Dotahovací pásek pro optimální kompresi
- ▶ Gelové vypořádání
- ▶ 3D pletenina zajišťuje optimální tvar
- ▶ Technologie „Made in Germany“
- ▶ Vysoký komfort, vícesměrná elasticita
- ▶ Varianta levá/pravá
- ▶ Barva šedá



▶ **kód SÚKL: 5008067**

▶ **kód DJO: 82-0254-x pravá
82-0255-x levá**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	14,6–15,8	15,9–17,8	17,9–19,0	19,1–20,0	20,1–22,2

Měří se obvod zápěstí (viz piktogram)



▶ **EPIFORCE®**

EPIFORCE® je kombinací bandáže lokte s epikondylární páskou. Vícesměrná 3D pletenina má dokonalý tvar, optimální kompresní profil a spolu s integrovanou gelovou pelotou zajišťují vysoký terapeutický efekt.

Indikace:
LATERÁLNÍ A MEDIÁLNÍ EPIKONDYLITIDA
(TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET)
CHRONICKÉ A POSTTRAUMATICKÉ ZÁNĚTY
LOKTE
BURSITIDA

- ▶ Loketní návlek s integrovanou gelovou pelotou
- ▶ Dotahovací pásek pro optimální kompresi
- ▶ 3D pletenina zajišťuje optimální tvar
- ▶ Technologie „Made in Germany“
- ▶ Vysoký komfort, vícesměrná elasticita
- ▶ Barva šedá




▶ **kód SÚKL: 5008739**

▶ **kód DJO: 82-0253-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	21,5–24,7	24,8–27,9	28,0–31,1	31,2–34,3	34,4–37,0


Měří se obvod ruky před loktem (viz piktogram)



3D PLETENINA „MADE IN GERMANY“



GELOVÉ VYPODLOŽENÍ



DOTAHOVACÍ KOMPRESNÍ PÁSEK



► COMFORTFORM WRIST



Indikace:
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ ZÁPĚSTÍ

- Nastavitelná kovová volární dlaha
- Elastické tahy pro zpevnění zápěstí
- Varianta pravá/levá
- Snadné upnutí pomůcky
- Komfortní vypodložení
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5008959**

► **kód DJO: 81-9788-x pravá
81-9789-x levá**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	14–17	17–19	19–22	nad 22

Měří se obvod zápěstí.

► COMFORTFORM WRIST W/THUMB



Indikace:
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ ZÁPĚSTÍ
FIXACE PALCE

- Nastavitelná kovová volární dlaha
- Nastavitelná dlaha pro palec
- Elastické tahy pro zpevnění zápěstí
- Varianta pravá/levá
- Snadné upnutí pomůcky
- Komfortní vypodložení
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5008964**

► **kód DJO: 81-8730-x pravá
81-8731-x levá**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	14–16	16–19	19–21	nad 21

Měří se obvod zápěstí.

► DELUXE WRIST



Indikace:
CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ ZÁPĚSTÍ

- Nastavitelná kovová volární dlaha
- Elastické tahy pro zpevnění zápěstí
- Varianta pravá/levá
- Snadné upnutí pomůcky
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5008768**

► **kód DJO: 81-9715-x pravá
81-9716-x levá**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	14–16	16–19	19–21	nad 21

Měří se obvod zápěstí.

► CLINIC SHOULDER IMMOBILISER



Indikace:
POOPERAČNÍ RAMENNÍ DLAHA

- Náhrada Dessaultova obvazu
- Dva fixační pásy pro vyšší stabilitu
- Čtyři velikosti
- Barva modrá

► **kód SÚKL: 5008798**

► **kód DJO: 79-8401-x**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large
cm	do 70	70–85	85–100	100–120

Měří se obvod pasu.

► SURROUND® TENNIS ELBOW



Indikace:
LATERÁLNÍ A MEDIÁLNÍ
EPIKONDYLITIDA
(TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET)

- Elastická epikondylární páska
- Kompresní gelový polštář
- Snížení zánětu a bolesti
- Univerzální velikost
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5009421**

► **kód DJO: 81-82570**

Velikost

Univerzální

▶ CALIFORNIA® COLLAR



TRACHEOSTOMIE

Indikace:
POÚRAZOVÁ FIXACE KRČNÍ PÁTEŘE
DLUHODOBÁ POOPERAČNÍ FIXACE

- ▶ Dvojdílný skelet
- ▶ Otvor pro tracheostomii
- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Výška 8; 10,5; 13 cm
- ▶ Tři velikosti
- ▶ Barva béžová

▶ **kód SÚKL: 5008546**

▶ **kód DJO: 79-831-xx**

Velikost	Small	Medium	Large
cm	28–34	32–38	36–42

Měří se obvod krku.

▶ UNIVERSAL CERVICAL COLLAR



Indikace:
POÚRAZOVÁ FIXACE KRČNÍ PÁTEŘE
STŘEDNÍ FIXACE

- ▶ Anatomický tvar
- ▶ Molitanová výplň
- ▶ Zpevňující pás
- ▶ Univerzální obvod 27–56 cm
- ▶ Barva bílá

▶ **kód SÚKL: 5008661**

▶ **kód DJO: 81-97400**

Velikost

Univerzální

▶ ADAMS COLLAR



Indikace:
POÚRAZOVÁ FIXACE KRČNÍ PÁTEŘE
LEHKÁ FIXACE

- ▶ Patentovaná tříkomorová konstrukce
- ▶ Anatomický tvar
- ▶ Mikrokuličky pro větší komfort
- ▶ Tři velikosti
- ▶ Barva bílá

▶ **kód SÚKL: 5008812**

▶ **kód DJO: 79-8326-x**

Velikost	Small	Medium	Large
cm	27–34	31–38	35–42

Měří se obvod krku.

▶ FORM FIT



Indikace:
POÚRAZOVÁ FIXACE KRČNÍ PÁTEŘE
LEHKÁ FIXACE

- ▶ Anatomický tvar
- ▶ Molitanová výplň
- ▶ Čtyři velikosti
- ▶ Barva bílá

▶ **kód SÚKL: 5008558**

▶ **kód DJO: 79-8300-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	28–34	32–38	36–42	42 a více

Měří se obvod krku.

▶ **ACTISTRAP™**

Indikace:

AKUTNÍ I CHRONICKÉ BOLESTI ZAD
MÍRNÁ KOMPRES V ABDOMINÁLNÍ
OBLASTI

PODPŮRNÝ PRACOVNÍ PÁS

- ▶ Prodyšný materiál
- ▶ Lumbální peloty pro vyšší účinnost
- ▶ Vícesměrná elasticita, optimální tvar
- ▶ Upravitelná komprese
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008773**▶ **kód DJO: 82-0231-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	68–82	82–98	98–116	116–136

Měří se obvod pasu.

▶ **IMMOSTRAP™**

Indikace:

AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI ZAD
STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ KOMPRES
V ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
LUMBÁLNÍ ARTRÓZA, ISCHIAS

- ▶ Systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- ▶ Vysoce kompresní elastický materiál pro kontrolu postavení
- ▶ Nízký profil a hmotnost – "second skin effect"
- ▶ Pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- ▶ 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- ▶ 2 Semi-rigidní peloty
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008806**▶ **kód DJO: 82-0229-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	68–82	82–98	98–116	116–136

Měří se obvod pasu

▶ **POROSTRAP™**

Indikace:

AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI ZAD
STŘEDNÍ KOMPRES V ABDOMINÁLNÍ
OBLASTI

- ▶ Systém dvou stupňů dotahování pro optimální kompresi
- ▶ Prodyšná elastická textilie
- ▶ Výška pásu 26 cm
- ▶ Nízký profil a hmotnost – "second skin effect"
- ▶ Pásky s poutky pro prsty pro snadnější dotahování
- ▶ 4 Semi-rigidní dorzální peloty pro větší stabilitu sakrolumbální oblasti
- ▶ Barva černá

▶ **kód SÚKL: 5008726**▶ **kód DJO: 82-0228-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large
cm	68–82	82–98	98–116	116–136

Měří se obvod pasu

► COMFORTFORM BACK



Indikace:

LEHKÉ AŽ STŘEDNÍ BOLESTI ZAD
MÍRNÁ KOMPRESI V ABDOMINÁLNÍ
OBLASTI

- Prodyšný materiál
- Kompresní křížová výztuha
- Přídavné pásy pro vyšší kompresi
- Úleva od bolesti
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5009034**

► **kód DJO: 81-8935-x**

Velikost	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large	XXX-Large
cm	63–76	76–86	86–96	96–107	107–142	142–157

Měří se dle obvodu pasu.

► SACRO-LUMBAR SUPPORT



Indikace:

LEHKÉ AŽ STŘEDNÍ BOLESTI ZAD
MÍRNÁ KOMPRESI V ABDOMINÁLNÍ
OBLASTI

- Prodyšný materiál
- Úleva od bolesti
- Integrovaná lumbální podpora
- Přídavné pásy pro vyšší kompresi
- Barva černá

► **kód SÚKL: 5008491**

► **kód DJO: 79-8250-x**

Velikost	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
cm	do 63	63–76	76–86	86–96	96–107	107–142

Měří se dle obvodu pasu.

► MYBABYSTRAP®



Indikace:

TĚHOTENSKÝ PÁS
BOLESTI V LUMBÁLNÍ OBLASTI
ABDOMINÁLNÍ PODPORA

- Vysoce komfortní a prodyšný materiál
- Možnost použití v těhotenství i po porodu
- 4 Semi-rigidní dorzální peloty
- 2 Semi-rigidní abdominální vyjimatelné peloty
- Výška pásu 23 cm (dorzálně)
- Univerzální velikost
- Latex free

► **kód SÚKL: 5009039**

► **kód DJO: 82-0244**

Velikost

univerzální (80–130 cm)
Měří se obvod pasu.

Together in Motion™



A MEMBER OF



fidia
PHARMA GROUP

Distributor v ČR

Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.

K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel.: 244 911 888, e-mail: pharm@gbc-prague.cz

Distribuční centrum – objednávky:

K zeleným domkům 10, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel.: 244 400 676, e-mail: objednavky@gbc-prague.cz



AIRCAST®

DONJOY™

PROCARE®